


Utilisez ce guide pour apprendre à connaître votre lecteur et suivez les étapes figurant à l'intérieur pour commencer.

**IMPORTANT :** Veuillez lire le manuel d'utilisation accompagnant votre système.

## Icônes du lecteur



Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir la liste des symboles et des icônes du lecteur et en connaître la signification.

Communiquez avec le service à la clientèle OneTouch® au 1 800 663-5521, du lundi au vendredi (de 9 h à 20 h, heure de l'Est ou de 6 h à 17 h, heure du Pacifique), ou visitez le site [www.OneTouch.ca/fr](http://www.OneTouch.ca/fr).

Fabriqué par :  
LifeScan Europe GmbH  
Dammstrasse 19  
6300 Zug  
Switzerland

Consultez le mode d'emploi.



**LifeScan**

OneTouch®  
AW 07200203A  
© 2018-2023 LifeScan IP Holdings, LLC  
Date de rév. : 02/2023

# 1 Régler le lecteur


## Allumer le lecteur

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran de bienvenue s'affiche.

Utilisez les boutons ou pour modifier chaque réglage, puis appuyez sur pour confirmer.

## Régler la langue


Mettez la langue de votre choix en surbrillance, puis appuyez sur .



## Facultatif : Procédez au réglage au moyen de l'appli mobile OneTouch Reveal®\*


Sélectionnez **Oui** pour que l'appli vous guide étape par étape durant le réglage.

**Téléchargez l'appli mobile OneTouch Reveal® avant de jumeler votre lecteur et le dispositif mobile.**



## Régler l'heure

Appuyez sur si l'heure est correcte, sinon modifiez la valeur et confirmez.



\* Consultez le site [www.OneTouch.ca/fr](http://www.OneTouch.ca/fr) pour en savoir plus sur l'appli mobile OneTouch Reveal®.

## Régler la date

Appuyez sur si la date est correcte, sinon modifiez la valeur et confirmez.




## Régler les seuils Hypo/Hyper associés aux repas

Appuyez sur si les seuils Après le repas et Avant le repas pré-réglés sont corrects, sinon modifiez les valeurs et confirmez.



## Régler le suivi des tests


Appuyez sur si l'objectif pré-réglé est correct, sinon modifiez la valeur et confirmez.



## Régler l'objectif moyen sur 90 jours


Appuyez sur si l'objectif moyen sur 90 jours est correct, sinon modifiez la valeur et confirmez.

**REMARQUE :** Consultez votre professionnel de la santé au sujet des seuils, de l'objectif de tests quotidiens et de l'objectif moyen sur 90 jours qui vous conviennent.




# 2 Réaliser un test

Lavez-vous les mains avec de l'eau chaude et du savon, rincez-les et séchez-les avant d'effectuer un prélèvement. Retirez l'embout du stylo autopiqueur, puis insérez une lancette stérile. Tournez le couvercle de protection. Remettez l'embout sur le stylo.




Broches argentées



Fente d'insertion des bandelettes de test

Insérez une bandelette de test (le côté doré de la bandelette et les deux broches argentées face à vous) pour allumer le lecteur.

Ajustez le réglage de la profondeur sur le stylo autopiqueur. Armez le stylo autopiqueur et maintenez-le fermement sur le côté de votre doigt. Appuyez sur le bouton déclencheur. Pressez légèrement sur le doigt pour obtenir une goutte de sang ronde.



Taille approximative

Déposez un échantillon de sang dans le canal, d'un côté ou de l'autre de la bandelette de test. Une fois le canal rempli, il deviendra rouge et votre résultat s'affichera en 5 secondes environ.



Déposez un échantil. de sang


# 3

## Consulter votre mesure

### Indicateur dynamique de positionnement des valeurs par rapport à la plage d'objectifs ColourSure<sup>MC</sup>


L'indicateur dynamique de positionnement des valeurs par rapport à la plage d'objectifs ColourSure<sup>MC</sup> vous indique instantanément si votre mesure est dans l'objectif (vert), inférieure à votre objectif (bleu) ou supérieure à votre objectif (rouge). Il vous indique également lorsque votre mesure est proche de la limite inférieure ou supérieure de votre plage d'objectifs. Une note de texte ou un émoticône pointe vers un segment sur la barre de couleur.

#### Exemples de mesures



### Placer un repère d'événement et de repas


Un repère Avant le repas (🍏) sera automatiquement appliqué à votre résultat. Vous pouvez changer votre repère de repas pour un repère Après le repas (🍷) et ajouter un repère d'événement.



## Messages Blood Sugar Mentor<sup>MC</sup>

Blood Sugar Mentor<sup>MC</sup> donne un aperçu sur votre façon de faire et des directives pour la prise en charge du diabète, y compris des messages éducatifs et de motivation fondés sur vos résultats de glycémie actuels et antérieurs ainsi que d'autres données faisant l'objet d'un suivi.

### Exemples de messages Blood Sugar Mentor<sup>MC</sup>




Les logos et le mot servant de marque **Bluetooth**<sup>®</sup> sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par LifeScan Scotland Ltd. s'effectue sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

# 4

## Se connecter à un dispositif mobile


La technologie Bluetooth<sup>®</sup> vous permet d'envoyer vos mesures, par le réseau sans fil, à un dispositif mobile sur lequel vous pouvez utiliser l'appli mobile OneTouch Reveal<sup>®</sup> pour passer en revue vos résultats et les afficher sous la forme de graphiques, régler les objectifs de tests quotidiens, consulter les messages Blood Sugar Mentor<sup>MC</sup> et identifier les tendances.

Dans le menu Réglages, mettez **Bluetooth** en surbrillance et appuyez sur (OK).



Une coche (✓) indique si la fonction Bluetooth<sup>®</sup> est activée ou désactivée.

Appuyez sur le bouton (↑) ou (↓) pour changer le statut de la fonction Bluetooth<sup>®</sup> et l'activer, puis appuyez sur (OK).



Saisissez le NIP indiqué par votre dispositif mobile lorsque ce dernier vous invite à le faire.



Exemple de NIP

Enregistrez votre lecteur pour obtenir de l'aide et du soutien : [OneTouch.ca/fr/bienvenue](http://OneTouch.ca/fr/bienvenue)



# ONETOUCH Verio Reflect<sup>®</sup>

Système de surveillance de la glycémie

## Guide de démarrage rapide



AW 07200203A